

INTENDED USE AND TARGET PATIENTS: indicated as support bandages in case of bruises, sprains, dislocations and in case of tendinopathies, for immobilisation of joints, protection against hematomas and in case of muscle injuries. Indicated for bandages in case of lymphatic and lipo-lymphatic diseases and Chronic Venous Insufficiency (CVI). **COMPOSITION:** 80% cotton, 20% polyamide. Latex free. **CONTRAINDICATIONS:** this medical device should not be applied directly on injured tissues. **INSTRUCTIONS FOR USE:** the dressing should be performed by competent staff. **MANAGEMENT OF DAMAGED DEVICES:** if the device is damaged, notify the manufacturer immediately. **SIDE EFFECTS AND SERIOUS ACCIDENTS:** there are no known allergies, except for the specific ones to the individual textiles components. The dressing should not be performed on pathological conditions advising against compressed bandages. In case of a serious accident occurring in connection with the device, notify the manufacturer and the competent doctor immediately. **STORAGE:** keep away from direct light and sources of heat; store it preferably in a cool and dry place at a temperature below 25°C.

适用于淋巴疾病、脂代谢性疾病、慢性静脉功能不全（IVC）等的吊带压力治疗；用于包扎由于肌肉创伤、扭伤、脱位、关节囊等引起的血肿；用于关节固定。**成分：**80%棉，20%聚酰胺。**禁忌症：**该医疗器械不直接应用于受损组织。**使用说明：**必须由合格医护人员使用吊带包扎。**警告：**请勿用于开放性伤口和溃疡。除了针对其中某种织品成分的个体过敏反应外，没有任何过敏反应。如果诊断中不建议任何压缩效果，则不应使用吊带包扎。保存时应避免阳光直射，远离热源。**说明书最后修改日期：**2024-02-20



	Marchio CE CE mark Marquage CE CE-Kennzeichnung CE 标志
	Produttore Manufacturer Producteur Hersteller 生产商
	Consultare le istruzioni per l'uso Read instructions for use Consulter le mode d'emploi Anwendungshinweise lesen 请参看说明书
	Cartone non ondulato Non corrugated cardboard Carton non ondulé Keine Wellpappe 非瓦楞纸板
	Dispositivo medico Medical device Dispositif médical Medizinprodukt 医疗器械
	Numero di catalogo Catalogue number Numéro de catalogue Katalognummer 样本编号
	Codice lotto Lot code Code lot Chargennummer 批号
	Data di produzione Date of production Date de production Herstellungsdatum 生产日期

	Unique Device Identification 产品唯一标识
	Termolabile e fotosensibile Thermolabile and photosensitive Thermolabile et photosensible Thermolabil und lichtempfindlich 耐热性和光敏性
	Limite massimo di temperatura (<25°C) Maximum temperature limit (<25°C) Limite maximum de température (<25°C) Temperaturhöchstgrenze (<25°C) 最高温度限制 (<25°C)
	Tenere il prodotto in luogo asciutto Keep the product in a dry place Conserver le produit dans un endroit sec Produkt an einem trockenen Ort aufbewahren 干燥保存
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata Do not use if package is damaged Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist 包装破损禁用
	Non contiene lattice It does not contain latex Ne contient pas de latex Enthält kein Latex 不含乳胶
	Lavaggio 60°C Wash at 60°C Lavage 60°C Waschen 60°C 60°C 水洗
	Stiro a temperatura massima di 150°C Iron at a maximum temperature of 150°C Repassage à température maximum 150°C Bügeln bei einer Höchsttemperatur von 150°C 可以熨烫，温度不超过150°C