

ortò CIZETA

CATALOGO
PRODOTTI



SCIENCE & MEDICAL
QUALITY

DIAGRAMMI DECISIONALI

RACHIDE LOMBARE



Lombalgia della donna in gravidanza

SL Maternity



p.17

FORZA 2

RACHIDE CERVICALE

Sostegno leggero

Torcicollo
Artrosi cervicale

ANATO C1



p.24

Sostegno semirigido

Nevralgia cervico-brachiale
Artrosi cervicale

ANATO C2



p.24

Immobilizzazione moderata

Nevralgia cervico-brachiale
Distorsione benigna
Distorsione media

ANATO C3



p.25

SPALLA / BRACCIO

Immobilizzazione spalla

REGGIBRACCIO



p.29

PERFO BRAS



p.28

IMMOBILIZZATORE
CLAVICOLARE



p.29

CUSCINO DI
ABDUZIONE 20°



p.28

MANO / POLSO

Reumatologia			Traumatologia				Traumatologia grave	
Gamma ATL SEAMLESS		Gamma LEASY				Gamma PERFO		Mano
ATL SEAMLESS POLLICE	ATL SEAMLESS POLSO	LEASY RHIZO	LEASY POLLICE	LEASY POLSO	LEASY POLSO-POLLICE	PERFO POLSO	PERFO POLSO-POLLICE	MI 70
								
p.32	p.33	p.34	p.34	p.35	p.35	p.37	p.37	p.36

GINOCCHIO

Necessità di mantenimento		Recupero sportivo e fase di riabilitazione				Immobilizzazione e post-operatorio	
Mantenimento leggero		Mantenimento rinforzato	Mantenimento intenso	Fase riabilitazione instabilità cronica		Post-operatorio LCA e riabilitazione	Immobilizzazione dopo trauma
POLIFLEX - VIVAFLEX VIVALANA	GL STAB	PATELLA STAB	GL STRAPP	GL 120 Standard	GL 120 Open	CIROM	PERFO UNI 3
							
p.46-47	p.42	p.43	p.43	p.40	p.41	p.44	p.45

CAVIGLIA

Necessità di mantenimento			Recupero sportivo e fase di riabilitazione			Immobilizzazione e post-operatorio			
Mantenimento leggero			Mantenimento rinforzato	Mantenimento intenso	Distorsione da media a grave		Distorsione grave Frattura		
POLIFLEX	VIVAFLEX	GAMBALETTO POST GESSO	TALO STAB	TALO PROTECT	TALO STRAPP	CISTAB	A2T®	CIZETA BOOTS	CIZETA BOOTS AIR
									
p.56	p.57	p.55	p.52	p.53	p.53	p.54	p.50	p.54	p.55

PIEDE

SCARPA CLASSICA	SCARPA SCARICO POSTERIORE	SCARPA SCARICO ANTERIORE	TUTORE DEL PIEDE CIONDOLANTE
			
p.60	p.60	p.61	p.62

STAMPELLE & ALTRO

STAMPELLE CONFORT STAMPELLE CLASSICHE	CINTI ERNIARI
	
p.64	p.65-66

INNOVAZIONE & BREVETTI

CIZETA MEDICALI, produttore dal 1872 di tessuto elastico

Per lo sviluppo delle sue soluzioni terapeutiche, **CIZETA MEDICALI** si circonda di specialisti in medicina fisica e riabilitazione, chirurghi ortopedici e medici sportivi.

L'obiettivo di CIZETA MEDICALI con la gamma CIZETA ORTÒ è comprendere le necessità del paziente e sviluppare ortesi innovative che coniugano efficacia, comfort ed estetica, per ritrovare progressivamente la mobilità e l'autonomia.



L'agilità della nostra struttura a misura d'uomo assicura cicli brevi di progettazione e sviluppo per rispondere alle esigenze legate all'evoluzione delle patologie.

La gamma CIZETA ORTÒ è specializzata **nel trattamento dei disturbi muscolo-scheletrici con origine traumatica e reumatica** con un'attenzione particolare per il trattamento della distorsione della caviglia con l'**A2T®** e della lombalgia con la **Gamma SL**.

Per ciascuna nuova ortesi, il nostro team di ingegneri ricerca i materiali innovativi che offrono al prodotto caratteristiche esclusive in risposta agli obiettivi terapeutici definiti dal nostro responsabile scientifico, un rieducatore funzionale laureato.

1872 Centenari & Zinelli

Nascita di Centenari & Zinelli a Milano, la più antica azienda italiana produttrice di tessuti elastici



4 BREVETTI

Che migliorano la compliance del paziente

A2T®

La nuova generazione di ortesi stabilizzante



Veinalgic®

Prevenzione e trattamento degli effetti secondari dopo la sclerosi delle varici



Varitec® Infilcalze



MI 70

La nuova generazione di tutori per la frattura delle ossa metacarpi




INNOVAZIONE & MODELLI

In ciascun segmento, un'innovazione brevettata favorisce una maggiore compliance

5 MODELLI DEPOSITATI

Rachide lombare



Fascia di contenimento
D12 - L3 - S1: prende di mira il dolore

SL 500



SL Thermo



SL 700



SL Maternity




3 MODELLI DEPOSITATI

Ginocchio

Anello rotuleo a forma di strapping (a X) per aumentare il centraggio della rotula durante l'attività



Questo anello rotuleo consente, grazie alle sue pelotine interne, di aumentare la stimolazione dei quadricipiti (principalmente vasto interno e vasto esterno) allo scopo di agevolare il centraggio attivo della rotula durante il movimento.



PATELLA STAB



GL STRAPP



GL 120



PERCHÉ CIZETA ORTÒ

Ricerca e sviluppo

La distorsione della caviglia, un trauma frequente da non prendere alla leggera

Le distorsioni laterali della caviglia rappresentano una delle lesioni più frequenti dell'apparato locomotore, con una stima della **frequenza di 1/10.000 al giorno**.

Il miglioramento delle conoscenze in merito al complesso articolare tibio-tarsico dimostra che tale lesione è responsabile di molti più danni e ha come conseguenza postumi lesivi frequenti, insieme a un tasso di recidiva che spesso supera il 30% nel corso del primo anno.

Oggi **la distorsione laterale rappresenta un grave problema di sanità pubblica in ragione dei costi diretti e indiretti che genera** (trattamenti, indisponibilità professionale, postumi di cui il 5-20% di instabilità cronica).

Certo, **sono stati fatti progressi nell'ultimo ventennio**, che si tratti di imaging (regole di Ottawa (1), sezionamento ecografico delle lesioni), di esame clinico o di trattamento (2-6) **ma resta ancora strada da fare**.

Pertanto, la diagnostica precisa della lesione in fase acuta (JO) rappresenta sempre una sfida difficile, anche per i clinici più esperti, poiché non è possibile procedere in maniera sistematica all'imaging specifico in urgenza per numerose ragioni.

Nella pratica quotidiana, un **rigoroso esame clinico locoregionale**, e soprattutto ripetuto nel tempo, resta quindi **la soluzione più semplice e raccomandata** per valutare al meglio la lassità e cercare lesioni associate.

Le lesioni concomitanti al danneggiamento del legamento collaterale laterale sono numerose, come dimostrato da svariati studi: Roemer in 2014 (10) e Großterlinden in 2016 (11).

Il trattamento della distorsione laterale della caviglia ha due obiettivi:

- ▶ Gestire il dolore: protocollo GREC (Ghiaccio, Riposo, Elevazione, Compressione), analgesici per os
- ▶ Favorire la cicatrizzazione delle lesioni (mobilizzazione in settore protetto).



L'ortesi a doppia protezione

rappresenta al momento attuale il mezzo più diffuso per realizzare tale immobilizzazione parziale.

Ciononostante, **il suo design si limita a limitare il basculamento in varo** e non gli altri settori, una restrizione necessaria in caso di lesioni combinate.

Nonostante i vantaggi molto attraenti di tale modo di immobilizzazione, **la frequenza ancora eccessiva delle complicazioni post-distorsione evidenzia la necessità di continuare a migliorare il trattamento** di tale lesione. Con i dati numerici alla mano, Van Rijn in 2008 (8) ha formulato chiaramente il problema.

L'A2T® si trova a pagina 48 del catalogo.

1. Stiell IG, Greenberg GH, McKnight RD, et al. Decision rules for the use of radiography in acute ankle injuries. Refinements and prospective validation. JAMA 1993;269:1127-3.
2. Bauer T, Hardy P. Entorses de la cheville. EMC-Appareil Locomoteur. Paris: Elsevier Masson SAS 2011;[14-089-A-10].
3. Kemler E, Van de Por I, Schmikli S, Huisstede B, Backx A. Effects of soft bracing or taping on a lateral ankle sprain: a non-randomised controlled trial evaluating recurrence rates and residual symptoms at one year. J Foot Ankle Res 2015;8:13 doi 10.1186/s13047-015-0069-6.
4. Kerkhoffs GMMJ, Struijs PAA, Marti RK, et al. Functional treatments for acute rupture of the lateral ankle ligament. Acta Orthop Scand 2003;74:69-77.
5. Kerkhoffs GMMJ, Handoll HH, de Bie R, et al. Surgical versus conservative treatment for acute injuries of the lateral ligament complex of the ankle in adults. Cochrane Database Syst Rev 2007;18:CD000380 [Cochrane Review].
6. Petersen W, Rembitzki I, Gösele Koppenburg A, Ellermann A. Treatment of acute ankle ligament injuries: a systematic review. Arch Orthop Trauma Surg 2013;133:1129-1141.
7. Stover CN. A Functional Semirigid Support System for Ankle Injuries. Phys Sportsmed. 1979;7(5):71-8.
8. Van Rijn RM, Van Os AG, Bersen RM, Luijsterburg PA, Koes BW, Bierma-Zeinstra SM. What is the clinical course of acute ankle sprains? A systematic literature review. Am J Med. 2008;121:324-331.
9. L. Konradsen, L. Bech, M. Ehrenbjerg. Seven years follow-up after ankle inversion trauma. Scand J Med Sci Sports 2002;12: 129-135
10. Roemer FW, Jomaah N, Niu J, Almusa E, Roger B, D'Hooghe P, Geertsema C, Tol JL, Khan K, Guermazi A. Ligamentous Injuries and the Risk of Associated Tissue Damage in Acute Ankle Sprains in Athletes: A Cross-sectional MRI Study. Am J Sports Med 2014;42:1549-57.
11. Großterlinden LG, Hartel M, Yamamura J, Schoenagel B, Bürger N, Krause M, Spiro A, Hoffmann M, Lehmann W, Rueger JM, Rupprecht M. Isolated syndesmotic injuries in acute ankle sprains: diagnostic significance of clinical examination and MRI. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016;A;24:1180-6.

**Lo studio clinico effettuato da CIZETA MEDICALI
conferma il 30% di recidiva dopo la distorsione della caviglia.**

Lo studio ha confrontato un tempo di recupero della deambulazione senza dolore dopo la distorsione della caviglia di grado I e II del legamento collaterale laterale (lesione funzionale del legamento anteriore LTFA e possibile lesione del LCF) con un'ortesi stabilizzante della caviglia (A2T®) rispetto a un'ortesi a doppia protezione*.

il 95% dei pazienti raccomanda l'A2T® dopo il suo utilizzo
(comfort ed efficacia)

*Studio controllato e randomizzato, svolto in aperto da maggio 2015 a giugno 2016; ricezione dei dati il 04/07/2016. Data-Manager: CENBIOTECH DIJON

**Principali risultati
dello studio clinico:**

**- 2
giorni**

**RECUPERO DELLA
DEAMBULAZIONE**

Miglioramento del tempo di recupero della deambulazione:
▶ 2.2 giorni con l'A2T®
▶ 4.2 giorni con una doppia protezione

+37%

**MIGLIORAMENTO
DELL'EVOLUZIONE
DELLA DISTORSIONE**

+37% di miglioramento secondo i clinici: riduzione dell'edema, delle ecchimosi e del dolore.
▶ Il 93% delle distorsioni migliora con l'A2T®
▶ Il 68% con una doppia protezione, cioè 1 distorsione su 3 non si evolve correttamente

+36%

OSSERVANZA

Miglioramento della compliance superiore al 36% con l'A2T®



SEGMENTAZIONE SECONDO NECESSITÀ

Una risposta a ciascuna patologia

RACHIDE LOMBARE	RACHIDE CERVICALE	SPALLA E BRACCIO	MANO E POLSO
Post-operatorio Hypogripp  Flexa 	Emergenze, traumatologia dello sport e post-operatorio Collari cervicali Anato C3 	Emergenze, traumatologia dello sport e post-operatorio Immobilizzatore clavicolare 	Emergenze, traumatologia dello sport e post-operatorio Mano MI 70 
Cronico e reumatologico Gamma cinture SL Activité SL 500   SL Maternity SL 700   SL Thermo 	Cronico e reumatologico Collari cervicali Anato C1  Anato C2 	Immobilizzatore braccio/spalla Perfo bras  Cuscino d'abduzione 20° 	Leasy Rhizo  Leasy Pollice 
Vivaflex corsetti Traspirante Leggero   Semirigido 	Cronico e reumatologico Reggibraccio 	Cronico e reumatologico Reggibraccio 	Polso Perfo Polso Perfo Polso-Pollice   Leasy Polso Leasy Polso-Pollice  
Viva termocintura 			Cronico e reumatologico ATL Seamless Polso ATL Seamless Pollice  

SEGMENTAZIONE SECONDO NECESSITÀ


GINOCCHIO	CAVIGLIA	PIEDE	ALTRO
Emergenze, traumatologia dello sport e post-operatorio	Emergenze, traumatologia dello sport e post-operatorio	Emergenze, post-operatorio	Traumatologia e post-operatorio
Perfo Uni 3 CIROM	A2T® CISTAB	Scarpe terapeutiche	Stampelle
 	 	Classica 	Confort Classiche  
Cronico e reumatologico	Tutori walker	Scarico posteriore	Cronico e reumatologico
GL 120	Boots Boots Air		Cinti erniari mono-bilaterali
Standard Open  	 	Scarico anteriore 	
Gamma elastica poliestensiva	Cronico e reumatologico		Vivaflex erniari
GL Stab Patella Stab  	Gamma elastica poliestensiva	Cronico e neurologico	
GL Strapp 	Talo Stab Talo Protect  	Tutore piede ciondolante 	Vivaflex slip contenitivi
Poliflex Ginocchiera Poliflex Cosciale  	Talo Strapp 		
Gamma elastica monoestensiva	Poliflex Cavigliera Poliflex Polpaccio Poliflex Gambaletto   		
Vivaflex Ginocchiera Vivaflex Cosciale  	Gamma elastica monoestensiva		
Gamma termica	Vivaflex Cavigliera Vivaflex Polpaccio  		
Vivalana Ginocchiera 	Gambaletto post gesso 		

CIZETA^{ortò}



RACHIDE LOMBARE

COME SCEGLIERE LA CINTURA LOMBARE PERFETTA?



circonferenza vita



MISURAZIONE:

- In funzione dello stadio della lombalgia** e del livello di attività professionale o ricreativa del paziente, scegliere la cintura più adatta utilizzando il diagramma decisionale
- Misurazione:** misurare la circonferenza vita del paziente, 2 cm al di sopra delle creste iliache
- Prova e posizionamento**
 - Adattare la steccatura in funzione della curvatura del paziente
 - Dimostrare il posizionamento su di sé, quindi lasciare che il paziente posizioni la cintura e correggere in caso di necessità
 - Ricordare la durata del trattamento a seconda della patologia

SOSTEGNO LOMBARE

SL ACTIVITÉ.....	14
SL 500	13
SL THERMO	15
SL 700	16
SL MATERNITY.....	17


SOSTEGNO ADDOMINALE

HYPOGRIPP	18
-----------------	----

TERMOCINTURE

VIVA	18
FLEXA	19
VIVAFLEX.....	20

D I A G R A M M A D E C I S I O N A L E



LA COLONNA VERTEBRALE


La colonna vertebrale, o rachide, è una **sovrapposizione di ossa articolate chiamate vertebre**. Alla colonna vertebrale sono fissate le costole.

Il ruolo del rachide:


- protezione del midollo spinale
- protezione degli organi interni grazie alle costole
- garante della mobilità del corpo

È costituito da **24 vertebre** (o 33 se si contano le vertebre sacro-coccigee saldate): **7 vertebre cervicali, 12 toraciche e 5 lombari** (più 5 sacrali e 4 coccigee).

Le sollecitazioni principali del rachide: il 70% del peso corporeo si concentra a livello del disco intervertebrale L5-S1 su un'area di poco più di 6 cm².



Tipologia delle localizzazioni delle lumbalgie



CINTURA LOMBARE

SL 500

La cintura che favorisce la riduzione del dolore



► Cinghia amovibile che consente di prendere di mira la zona anatomica della lesione

► Compressione mirata:
- dorso-lombalgia (D12-L1 / L1-L2)
- lombalgia (L2-L3 / L3-L4)
- lombo-sciatalgia (L4-L5 / L5-S1)

► Taglio anatomico

► Schienale imbottito per un mantenimento ottimale al caldo della zona dorsale

► 4 stecche semirigide che favoriscono il Gate Control

INDICAZIONI:

- Lombalgia acuta e cronica con attività moderata

circonferenza vita



Forza del mantenimento:

1 2 3 4 5

Poliammide
48%

Polipropilene
20%

Elastan
20%

Poliestere
8%

Poliuretano
4%

SL 500 - H 21CM

CODICE 68520

Taglia	0	1	2	3	4	5
Circonferenza vita	60-75 cm	75-90 cm	91-105 cm	106-120 cm	120-135 cm	135-150 cm

SL 500 - H 26CM

CODICE 68521

Taglia	0	1	2	3	4	5
Circonferenza vita	60-75 cm	75-90 cm	91-105 cm	106-120 cm	120-135 cm	135-150 cm

CINTURA LOMBARE

SL ATTIVITÉ**La cintura per la ripresa dell'attività**

Comfort ottimale grazie al design anatomico e alla forma sagomata sui fianchi, che accompagna la naturale incurvatura della schiena.

- ▶ Cintura ultraleggera:
- 300g per h.26cm
- 250g per h.21cm
- ▶ 4 stecche semirigide incorporate che favoriscono il Gate Control
- ▶ Doppia chiusura che aumenta il livello di compressione nella zona lombo-sacrale, per un'azione mirata e intensificata
- ▶ Lycra velata super traspirante e resistente
- ▶ Passamani ergonomici per un posizionamento facile
- ▶ Finiture esclusive Cizeta Ortò

INDICAZIONI:

- Patologie lombari modeste
- Lombalgia acuta o subacuta
- Lombosciatalgia o sciatica

circonferenza vita



Forza del mantenimento: 1 2 3 4 5

Poliamide
52%Poliestere
22%PVC
12%

SL ATTIVITÉ - H 21CM			CODICE 68516
Taglia	1	2	3
Circonferenza vita	65-90 cm	90-115 cm	115-140 cm

SL ATTIVITÉ - H 26CM			CODICE 68517
Taglia	1	2	3
Circonferenza vita	65-90 cm	90-115 cm	115-140 cm

CINTURA LOMBARE

SL THERMO

La cintura per la termoterapia

DA INSERIRE A CALDO
O A FREDDO



2 TASCHE DI GEL



2 pack di gel in dotazione
con la cintura



CINGHIA AMOVIBILE



INSERTI DI VELLUTO

per agevolare il serraggio della
fascia di contenimento



Adatta per le lomalgie da acute a croniche e le attività di movimento moderate.

Si ritrovano tutte le caratteristiche della SL 500 con la possibilità di inserire due pack di gel che consentono di associare l'azione di una cintura lombare ai benefici della:

► **Termoterapia:** utilizzo del calore che favorisce la vasodilatazione

per attenuare le tensioni muscolari, prevenire e alleviare il dolore

► **Crioterapia:** utilizzo del freddo nel caso di strappi muscolari, contusioni e ferite, poiché il freddo favorisce la riduzione dell'edema grazie alla vasocostrizione

INDICAZIONI:

- Lomalgia da acuta a cronica. Attività di movimento moderata

circonferenza vita



Forza del mantenimento:

1 2 3 4 5

Poliammide
47%

Poliester
39%

Elastodiene
11%

Poliuretano
2%

Cotone
1%

SL THERMO - H 26CM

CODICE 68513

Taglia	1	2	3	4
Circonferenza vita	75-90 cm	91-105 cm	106-120 cm	120-135 cm

CINTURA LOMBARE

SL 700**La cintura per il supporto durante le attività intensive****4 STECCHE RIGIDE**
che amplificano
l'effetto corsetto**INSERTI DI VELLUTO**
per agevolare il serraggio della
fascia di contenimento**PASSAMANI ERGONOMICI**
per un posizionamento facile

- Forza del tessuto con la cinghia di contenimento a 700 cN per aumentare l'efficacia compressiva e antalgica
- Compressione mirata:
 - dorso-lombalgia (D12-L1 / L1-L2)
 - lombalgia (L2-L3 / L3-L4)
 - lombo-sciatalgia (L4-L5 / L5-S1)

- Aumento maggiore del Gate Control e del contenimento della postura grazie alla forza del tessuto associata allo schienale imbottito e rigido
- Tessuto traspirante e resistente adatto alle attività di movimento

INDICAZIONI:

- Lombalgia acuta e cronica con attività sostenuta

circonferenza vita



Forza del mantenimento: 1 2 3 4 5

Poliestere
52%Elastodiene
26%Poliamide
20%Poliuretano
2%Cotone
1%

SL 700 - H 26CM

CODICE 68510

Taglia	0	1	2	3	4
Circonferenza vita	60-75 cm	75-90 cm	91-105 cm	106-120 cm	120-135 cm

CINTURA LOMBARE

SL MATERNITY

La cintura per il trattamento della lombalgia della donna in gravidanza

TAGLIO ANATOMICO
specifico per le evoluzioni
morfologiche della gravidanza



**ZONE ANATOMICHE
RICAMATE**



PASSADITA ERGONOMICI
per un posizionamento facile



- Compressione mirata:
 - dorso-lombalgia (D12-L1 / L1-L2)
 - lombalgia (L2-L3 / L3-L4)
 - lombo-sciatalgia (L4-L5 / L5-S1)

- Tessuto aerato leggero

- Schienale imbottito per un mantenimento ottimale della zona dorsale al caldo

- 4 stecche semirigide che favoriscono il Gate Control

- Passamani ergonomici per un posizionamento facile

- Finiture esclusive: zone anatomiche ricamate

- Lycra sulla parte posteriore per favorire la traspirazione e rivestimento in jersey velluto di cotone per un comfort maggiore

INDICAZIONI:

- Dolori lombari associati alla gravidanza



Forza del mantenimento:

1 2 3 4 5

Poliamide
47%

Poliestere
19%

Poliuretano
13%

Elastan
9%

Cotone
7%

Elastodiene
5%

SL MATERNITY - H 26CM

CODICE 68511

Taglia	1	2
Girovita	90-120 cm	115-135 cm

CINTURA ADDOMINALE

HYPOGRIPP

La cintura di mantenimento addominale

**FASCIA IPOGASTRICA
AMOVIBILE**

circonferenza vita

Poliammide
47%Poliestere
27%Elastodiene
26%

- Tessuto in microfibra aerato
- Doppia regolazione anteriore

INDICAZIONI:

- Lombaggine
- Sciatica (utilizzo continuo)
- Anomalia della parete addominale
- Artrosi lombare

HYPOGRIPP - H 25CMCODICE **68512**

Taglia	1	2	3
Circonferenza vita	75-90 cm	91-105 cm	106-120 cm

TERMOCINTURA

VIVA

Termocintura contenitiva

**TUBOLARE
SENZA CUCITURE**

circonferenza vita

Lana
40%Acrilico
40%Cotone
15%Elastan
5%

- Realizzata in cotone/lana

INDICAZIONI:

- Colite, artrite, lombaggine, dolori muscolari, patologie che richiedono una terapia termica

VIVA - H 28CM

LEGGERA COD 67021 - LANA COD 67031 - COTONE COD 67033

Taglia	1	2	3	4	5
Circonferenza vita	65-75 cm	74-84 cm	83-95 cm	92-106 cm	104-120 cm

FASCIA POST-OPERATORIA

FLEXA

Fascia post-operatoria



► Particolarmente indicata per contenere e prevenire il rilassamento dei muscoli addominali

► La fascia svolge un'azione sinergica con la muscolatura nel contenimento delle viscere

INDICAZIONI:

- Lombalgia acuta e cronica con attività moderata

LEGGERA COD 66066

Cotone 55%	Poliamide 25%	Gomma 20%
---------------	------------------	--------------

JOLLY COD 66067

Viscosa 33%	Poliamide 23%	Poliestere 23%	Gomma 21%
----------------	------------------	-------------------	--------------

TRASPIRANTE COD 66064

Poliamide 59%	Cotone 16%	Gomma 16%	Poliestere 9%
------------------	---------------	--------------	------------------

TRASPIRANTE A DOPPIA CHIUSURA COD 66164

Poliamide 60%	Poliestere 20%	Elastan 15%	Cotone 5%
------------------	-------------------	----------------	--------------

HOSPITAL COD 66069 - HOSPITAL 3 STRISCE COD 66070

Cotone 49%	Poliestere 18%	Poliamide 17%	Gomma 16%
---------------	-------------------	------------------	--------------

circonferenza vita



FLEXA - H 27CM				LEGGERA COD 66066 - JOLLY COD 66067		
Taglia	1	2	3	4	5	6
Circonferenza vita	60-70 cm	70-80 cm	80-90 cm	90-100 cm	100-110 cm	110-120 cm

TRASPIRANTE H 27CM COD 66064 - TRASPIRANTE A DOPPIA CHIUSURA H 27CM COD 66164 - HOSPITAL H 20CM COD 66069 - HOSPITAL 3 STRISCE H 27CM COD 66070						
Taglia	1	2	3	4	5	6
Circonferenza vita	65-85 cm	80-100 cm	90-110 cm	100-120 cm	110-130 cm	130-150 cm

CORSETTI ORTOPEDICI

VIVAFLEX**Corsetto lombare traspirante****STECHE
ESTRAIBILI**

anteriori e posteriori

**INCROCIO CON
FETTUCCE ELASTICHE****TESSUTO
TRASPIRANTE**

circonferenza vita



- ▶ 4 stecche estraibili nella parte posteriore, 2 stecche oblique estraibili nella parte anteriore
- ▶ Incrocio realizzato con 2 fettucce elastiche che tengono le stecche ben aderenti ai lati della colonna vertebrale
- ▶ Chiusura anteriore, in velcro, a banda unica
- ▶ Confortevole tessuto traspirante in cotone

INDICAZIONI:

- Indicato nella fase riabilitativa e post-operatoria

Cotone
48%Poliestere
41%Elastan
11%

VIVAFLEX CORSETTO TRASPIRANTE H 27CM

CODICE 66073

Taglia	75	80	85	90	95	100	105
Circonferenza vita	80-87 cm	85-92 cm	90-98 cm	95-105 cm	102-112 cm	110-122 cm	120-135 cm

CORSETTI ORTOPEDICI

VIVAFLEX**Corsetto semirigido****STECHE
ESTRAIBILI**

anteriori e posteriori

**2 STECCHE SUI FIANCHI
6 STECCHE POSTERIORI****CHIUSURA IN VELCRO**

circonferenza vita



- ▶ Molto contenitivo, anatomico, sagomato, regolabile, doppiato esternamente in satin opaco di cotone
- ▶ Chiusura anteriore in velcro a banda unica, con 3 tiranti a fibbia regolabili
- ▶ 6 stecche parte posteriore, inserite in apposite tasche rinforzate in similpelle; 2 stecche flessibili antiarrotolamento sui fianchi
- ▶ Incrocio realizzato con 2 fettucce elastiche che tengono le stecche ben aderenti ai lati della colonna vertebrale
- ▶ Confortevole tessuto traspirante in cotone

INDICAZIONI:

- Discopatie dorso lombari, sciatalgie

Cotone
60%Poliestere
24%Gomma
16%

VIVAFLEX CORSETTO SEMIRIGIDO H 27CM

CODICE 66075

Taglia	75	80	85	90	95	100	105	110	115
Circonferenza vita	75-82 cm	80-87 cm	85-92 cm	90-98 cm	95-105 cm	102-112 cm	110-122 cm	120-135 cm	130-148 cm

CORSETTI ORTOPEDICI

VIVAFLEX

Corsetto leggero



TESSUTO ELASTICO
per una perfetta
vestibilità

**SCIANCRA TO
IN VITA**

**4 STECCHE POSTERIORI
2 STECCHE ANTERIORI**

circonferenza vita



- ▶ Media contenitività, anatomico, sagomato, regolabile
- ▶ Chiusura anteriore regolabile in velcro
- ▶ 4 stecche sagomate parte posteriore, 2 stecche flessibili antiarrotolamento parte anteriore
- ▶ Sagomatura con rientro in punto vita, per una sciancratura con la massima aderenza delle stecche

INDICAZIONI:

- Lievi discopatie dorso lombari, sciatalgie, e in tutti i casi di prevenzione per chi è costretto a guidare per lungo periodo, oppure a svolgere attività pesanti

Cotone
51%

Poliamide
35%

Elastan
14%

VIVAFLEX CORSETTO LEGGERO H 26CM

CODICE 66077

Taglia	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Circonferenza vita	75-82 cm	80-87 cm	85-92 cm	90-98 cm	95-105 cm	102-112 cm	110-122 cm	120-135 cm	130-148 cm



RACHIDE CERVICALE

COME SCEGLIERE IL COLLARE CERVICALE PERFETTO?



MISURAZIONE:

1. Altezza: distanza dallo sterno fino alla base del mento
2. Circonferenza del collo misurandone preferibilmente la base (la parte più larga)
3. Prova e posizionamento
 - Posizionare il collare
 - Verificare che lo sguardo sia rivolto all'orizzonte per confermare l'altezza del prodotto
 - Confermare il comfort del paziente

COLLARI CERVICALI

ANATO C1	24
ANATO C2	24
ANATO C3	25

D I A G R A M M A D E C I S I O N A L E

Sostegno leggero

Torcicollo
Artrosi cervicale

Sostegno semirigido

Nevralgia cervico-brachiale
Artrosi cervicale

Immobilizzazione moderata

Nevralgia cervico-brachiale
Distorsione benigna
Distorsione media

ANATO C1



p.24

ANATO C2



p.24

ANATO C3



p.25

COLLARE CERVICALE

ANATO C1**Supporto antalgico morbido del rachide cervicale**

► Collare di media densità ottimizzato per un utilizzo prolungato che mantiene la sua qualità nel corso del tempo

INDICAZIONI:

- Torcicollo
- Cervicalgia acuta senza trauma
- Cervicartrosi in fase cronica
- Disassuefazione progressiva dopo l'utilizzo di un'immobilizzazione più rigida

CONTROINDICAZIONI:

- Trauma cervicale grave

ANATO C1		h. 8 cm CODICE 68701 h. 10 cm CODICE 68702	
Taglia	1	2	3
Girocollo	28-33 cm	34-39 cm	40-45 cm

Poliuretano
66%Cotone
26%Poliammide
8%

COLLARE CERVICALE

ANATO C2**Supporto antalgico semirigido del rachide cervicale**

- Rinforzo integrato inamovibile in plastica
- Densità della schiuma di supporto: 30 kg/m³ per un supporto antalgico semirigido

INDICAZIONI:

- Cervicalgia acuta senza trauma
- Cervicartrosi in fase iperalgica
- Nevralgia cervico-brachiale artrosica
- Distorsione da benigna a media

CONTROINDICAZIONI:

- Trauma cervicale grave

ANATO C2		h. 8 cm CODICE 68703 h. 10 cm CODICE 68704	
Taglia	1	2	3
Girocollo	28-33 cm	34-39 cm	40-45 cm

Poliuretano
52%Cotone
20%Polipropilene
20%Poliammide
6%Polietilene
1%Acrilico
1%

COLLARE CERVICALE

ANATO C3

Supporto rinforzato del rachide cervicale



PROFILO E SUPPORTO MENTONIERO

rivestiti in similpelle con una schiuma interna in poliuretano che assicura un comfort ottimale

REGOLAZIONE IN ALTEZZA
con velcro da 6 a 13 cm



- ▶ Struttura in polietilene rinforzato e aerato
- ▶ Radiotrasparente

INDICAZIONI:

- Trauma cervicale
- Distorsione da media a grave
- Nevralgia cervico-brachiale traumatica

CONTROINDICAZIONI:

- Trauma cervicale grave che richiede un'immobilizzazione più rigida con un collare C4

ANATO C3				CODICE 68705
Taglia	1	2	3	4
Girocollo	25-30 cm	30-35 cm	35-40 cm	40-45 cm
Altezza	6-9 cm	7,5-10,5 cm	9-12 cm	10-13 cm

Polietilene bassa densità
100%



SPALLA BRACCIO

COME SCEGLIERE IL GILET DI IMMOBILIZZAZIONE PERFETTO?



1. MISURAZIONE:

Circonferenza del petto o distanza gomito-mano per il gilet di immobilizzazione

2. PROVA E POSIZIONAMENTO

- Liberare la mano e il polso per favorire il ritorno venoso
- Gomito flesso come minimo a 90° per facilitare il ritorno venoso
- Regolare il serraggio per favorire il rilassamento della spalla

Dimostrare il posizionamento su di sé, quindi lasciare che il paziente posizioni il gilet e correggere in caso di necessità.

GILET DI IMMOBILIZZAZIONE

CUSCINO DI ABDUZIONE 20°	28
PERFO BRAS.....	28
REGGIBRACCIO	29
IMMOBILIZZATORE CLAVICOLARE	29

D I A G R A M M A D E C I S I O N A L E

Immobilizzazione spalla

REGGIBRACCIO



p.29

PERFO BRAS



p.28

IMMOBILIZZATORE
CLAVICOLARE



p.29

CUSCINO DI
ABDUZIONE 20°



p.28

SPALLA / BRACCIO

CUSCINO DI ABDUZIONE 20°**Immobilizzazione adeguata, confortevole****CUSCINO DI ABDUZIONE 20°**

CODICE 68402

Taglia

Unica

Poliuretano

Poliestere

Poliamide

Nickel (pulsanti pressione)

CONTROINDICAZIONI:

- Allergia ai materiali tessili
- Inadatto quando si desidera un'angolazione più elevata, superiore a 2

- ▶ Consente di posizionare il braccio in svariate posizioni a seconda delle esigenze post-operatorie
- ▶ Limitazione della rotazione interna della spalla
- ▶ Stabilizzazione e comfort grazie al cuscino di forma anatomica regolabile
- ▶ Maglia 3D lato esterno e tessuto spugna lato pelle che evacua l'umidità per un comfort maggiore e un utilizzo prolungato
- ▶ Grande facilità di posizionamento

INDICAZIONI:

- Mantenimento post-traumatico o post-operatorio della spalla
- Chirurgia della cuffia dei rotatori operata
- Spostamento della capsula articolare
- Procedura post-operatoria di Bankart
- Lussazione e sublussazione dell'articolazione gleno-omeroale
- Distensione e riparazione dei tessuti molli

SPALLA / BRACCIO

PERFO BRAS**Immobilizzazione efficace e confortevole**

- ▶ Comfort della schiuma macroforata
- ▶ Comfort di utilizzo e qualità di immobilizzazione

INDICAZIONI:

- Trauma dell'arto superiore (lussazione, frattura...)
- Neurologia: paralisi, emiplegia
- Post-operatorio
- Rottura della cuffia dei rotatori

PERFO BRAS

CODICE 68301

Taglia

1

2

3

Circonferenza del petto

90-105 cm

105-120 cm

120-135 cm

Poliuretano
48%Cotone
30%Poliamide
22%

SPALLA / BRACCIO

REGGIBRACCIO

Supporto per braccio efficace e traspirante



- Supporto del braccio confortevole grazie alla cinghia imbottita a livello della spalla

INDICAZIONI:

- Mantenimento post-traumatico o post-operatorio del gomito e dell'avambraccio
- Supporto e mantenimento del braccio, con gomito contro il corpo
- Immobilizzazione dell'arto superiore senza immobilizzazione rigorosa della spalla
- Sublussazione gleno-omeroale in un paziente emiplegico
- Supporto di un gesso

GILET DI IMMOBILIZZAZIONE				CODICE 68300
Taglia	1	2	3	4
Distanza gomito-mano	28-36 cm	35-42 cm	41-49 cm	48-56 cm



Poliuretano

Poliestere

Poliamide

Cotone

Poliacetale

SPALLA / BRACCIO

IMMOBILIZZATORE CLAVICOLARE

Per la frattura della clavicola



- Cinghia acromioclavicolare con un sistema di attacchi dorsali autogrippanti
- Mantenimento con trazione regolabile
- Confortevole grazie alle spalline rivestite di panno e alla cinghia imbottita a livello della spalla

INDICAZIONI:

- Frattura o trauma della clavicola con o senza spostamento
- Lussazione dell'articolazione acromioclavicolare

ANELLO CLAVICOLARE				CODICE 68302
Taglia	1	2	3	4
Larghezza spalle	23-28 cm	28-36 cm	36-45 cm	45-54 cm




Poliuretano

Poliestere

Poliamide


Cotone

Poliacetale



MANO/POLSO

COME SCEGLIERE IL TUTORE MANO-POLSO PERFETTO?



1. MISURAZIONE:

- Circonferenza del polso a monte degli stiloidei radiale e ulnare (fare riferimento al cinturino dell'orologio)
- Se il polso è edematoso, misurare l'altro polso

2. PROVA E POSIZIONAMENTO:

- Regolare il tutore sul lato del palmo verso l'arco interno della mano (incavo della mano)
- Regolare l'angolazione del tutore in funzione dell'angolazione desiderata
- Regolare il serraggio in funzione del paziente

MANO

MI 70 36

GAMMA ATL SEAMLESS

ATL SEAMLESS POLLICE 32

ATL SEAMLESS POLSO 33

GAMMA LEASY

LEASY RHIZO 34

LEASY POLLICE 34

LEASY POLSO 35

LEASY POLSO-POLLICE 35

GAMMA PERFO

PERFO POLSO 37

PERFO POLSO-POLLICE 37

D I A G R A M M A D E C I S I O N A L E

Reumatologia		Traumatologia				Traumatologia grave		
Gamma ATL SEAMLESS		Gamma LEASY				Gamma PERFO		Mano
ATL SEAMLESS POLLICE	ATL SEAMLESS POLSO	LEASY RHIZO	LEASY POLLICE	LEASY POLSO	LEASY POLSO-POLLICE	PERFO POLSO	PERFO POLSO-POLLICE	MI 70
p.32	p.33	p.34	p.34	p.35	p.35	p.37	p.37	p.36

TUTORE MANO / POLSO

ATL SEAMLESS POLLICE

Immobilizzazione e riposo della colonna del pollice



- ▶ Tessuto traspirante con taglio anatomico
- ▶ Stecca in alluminio

INDICAZIONI:

- Immobilizzazione post-traumatica del pollice e della colonna del pollice
- Rizoartrosi del pollice in fase iperalgesica



Poliuretano 44%	Poliammide 30%	Cotone 23%	Elastan 3%
--------------------	-------------------	---------------	---------------

ATL SEAMLESS POLLICE		CODICE 68215
Taglia	1	2
Circonferenza polso	14-18 cm	18-22 cm
Circonferenza pollice	5-7 cm	6-8 cm

TUTORE MANO / POLSO

ATL SEAMLESS POLSO

Tutore polso con immobilizzazione del pollice amovibile

1 TUTORE POLSO PER 3 PATOLOGIE DIFFERENTI

NESSUNA CUCITURA

DESIGN ANATOMICO

STECCA PALMARE

che si adatta ai movimenti della mano

POSIZIONAMENTO DELL'IMMOBILIZZATORE POLLICE

facile e intuitivo

VELCRO REGOLABILE E RITAGLIABILE

FACILITA L'AUTO POSIZIONAMENTO

PASSANTI IN PLASTICA che facilitano la regolazione del tutore

► 2 in 1: l'unico tutore con immobilizzatore pollice amovibile che si adegua ai differenti tempi di cicatrizzazione del polso e del pollice; favorisce e velocizza la riabilitazione del pollice

► Tessuto traspirante con taglio anatomico

► Stecche in alluminio amovibili
► Modello disponibile per mano destra e sinistra

INDICAZIONI:

- Trauma al polso-pollice
- Distorsione del polso o del polso-pollice
- Riabilitazione post-gesso
- Tendinopatia del polso o del polso pollice: tendinite di De Quervain
- Sindrome del tunnel carpale
- Artrosi del polso o del polso-pollice
- Poliartrite reumatoide



Poliuretano 44%

Poliamide 30%

Cotone 23%

Elastan 3%

ATL SEAMLESS POLSO

mano destra CODICE 68212
mano sinistra CODICE 68213

Taglia	1	2
Circonferenza polso	14-18 cm	18-22 cm

TUTORE MANO / POLSO

LEASY RHIZO**Immobilizzazione e riposo della colonna del pollice**

MODELLABILE
facile da posizionare

- ▶ Tessuto traspirante con taglio anatomico
- ▶ Stecca in alluminio

INDICAZIONI:

- Immobilizzazione post-traumatica del pollice e della colonna del pollice
- Rizoartrosi del pollice in fase iperalgesica

LEASY RHIZO	CODICE 68303	
Taglia	1	2
Giro polso	13-18 cm	18-23 cm



Poliamide	Poliuretano	Poliesteri
43%	29%	28%

TUTORE MANO / POLSO

LEASY POLLICE**Immobilizzazione del pollice in abduzione**

STECCA ANATOMICA
regolabile del pollice

CHIUSURA CON CORDINO
più facile ed efficiente

- ▶ Mousse traspirante per un maggior comfort
- ▶ Regolazione semplice ed efficace

INDICAZIONI:

- Trauma del pollice
- Tendinopatia del pollice: tendinite di De Quervain
- Rizoartrosi, per uso notturno

LEASY POLLICE	CODICE 68306		
Taglia	0	1	2
Giro polso	10-13 cm	13-18 cm	18-23 cm



Poliamide	Poliuretano	Poliesteri
43%	29%	28%

TUTORE MANO / POLSO

LEASY POLSO

Immobilizzazione del polso



- ▶ Mousse traspirante per un maggior comfort
- ▶ Regolazione semplice ed efficace
- ▶ Adattamento della chiusura al pollice per una maggior qualità dell'immobilizzazione e una facile regolazione

INDICAZIONI:

- Trauma del polso
- Tendinopatia del polso
- Artrosi del polso
- Sindrome del tunnel carpale
- Artrite reumatoide

LEASY POLSO				
				
Taglia	0	1	2	3
Giro polso	10-13 cm	13-16 cm	16-19 cm	19-23 cm

mano destra CODICE 68304
mano sinistra CODICE 68305



Poliestere	Poliamide	Poliuretano
48,5%	27%	24,5%

TUTORE MANO / POLSO

LEASY POLSO-POLLICE

Tutore polso con immobilizzazione del pollice



- ▶ Mousse traspirante per un maggior comfort
- ▶ Regolazione semplice ed efficace

INDICAZIONI:

- Trauma del polso-pollice
- Tendinopatia del polso-pollice
- Artrosi del polso e del pollice
- Distorsioni del polso o del polso-pollice
- Post gesso
- Artrite reumatoide

LEASY POLSO-POLLICE				
				
Taglia	0	1	2	3
Giro polso	10-13 cm	13-16 cm	16-19 cm	19-23 cm

mano destra CODICE 68307
mano sinistra CODICE 68308



Poliestere	Poliamide	Poliuretano
45%	29,5%	25,5%

TUTORE MANO / POLSO

MI 70**MODELLO BREVETTATO****La nuova generazione di tutori per la frattura delle ossa metacarpi**

SINDATTILIA
del 2° e 3° dito o del 4° e 5° dito



APPOGGIO E CONTRO-APPOGGIO
sul lato del palmo e del dorso,
amovibili e regolabili



immobilizzazione dell'articolazione metacarpo-falangea
IN POSIZIONE INTRINSECA (FLESSIONE 70°)



- ▶ Senza infilatura, posizionamento intuitivo e senza dolore
- ▶ Regolabile in funzione delle lesioni e aggiustabile dal 2° al 5° metacarpo
- ▶ Libertà delle articolazioni interfalangee: possibilità di mantenere la presa

- ▶ Una sola ortesi per le lesioni delle ossa metacarpi
- ▶ Leggera (soltanto 61 grammi), traspirante, confortevole

INDICAZIONI:

- Lussazione metacarpo-falangea
- Distorsione metacarpo-falangea
- Frattura del collo del 2°, 3°, 4° e 5° metacarpo
- Frattura diafisaria del 2°, 3°, 4° e 5° metacarpo



Poliamide
82%

Elastan
18%

MI 70		
mano destra CODICE 68208 mano sinistra CODICE 68209		
Taglia	1	2
Giro mano	16-21,5 cm	21-27 cm

TUTORE MANO / POLSO

PERFO POLSO

Immobilizzazione rigida del polso



TESSUTO perforato-aerato
RIVESTIMENTO in spugna cotone

TESSUTO AUTOGRIPPANTE

STECHE AMOVIBILI
integrate

- ▶ Facilità di utilizzo e immobilizzazione rinforzata
- ▶ Schiuma macroforata per un comfort maggiore

INDICAZIONI:

- Trauma al polso (distorsione, frattura)
- Immobilizzazione post-operatoria

PERFO POLSO			CODICE 68201
Taglia	1	2	3
Giro polso	< 17 cm	17-20 cm	> 20 cm



Poliuretano 48%	Cotone 30%	Poliamide 22%
--------------------	---------------	------------------

TUTORE MANO / POLSO

PERFO POLSO-POLLICE

Immobilizzazione rigida del polso-pollice



STECHE AMOVIBILI
integrate

STECHE INTEGRATE
per l'immobilizzazione del pollice

TESSUTO perforato-aerato
RIVESTIMENTO in spugna cotone

- ▶ Colonna del pollice regolabile e aggiustabile
- ▶ Facilità di utilizzo e immobilizzazione rinforzata
- ▶ Schiuma macroforata per un comfort maggiore

INDICAZIONI:

- Trauma al polso-pollice (distorsione, frattura)
- Immobilizzazione post-operatoria del polso-pollice


PERFO POLSO-POLLICE			CODICE 68203
Taglia	1	2	3
Giro polso	< 17 cm	17-20 cm	> 20 cm



Poliuretano 48%	Cotone 30%	Poliamide 22%
--------------------	---------------	------------------

GINOCCHIO

COME SCEGLIERE LA GINOCCHIERA PERFETTA ?



MISURAZIONE:

- Misurare la circonferenza del ginocchio semiflesso, al centro della rotula
- Se il ginocchio è edematoso, misurare l'altro ginocchio
- Per la gamma elastica, considerare la circonferenza della coscia 15 cm sopra il centro della rotula

GINOCCHIERE

GL 120 STANDARD	40
GL 120 OPEN.....	41
GL STAB.....	42
PATELLA STAB.....	43
GL STRAPP.....	43
POLIFLEX.....	46
VIVAFLEX.....	47
VIVALANA.....	47

STECHE AL GINOCCHIO

CIROM.....	44
PERFO UNI 3.....	45

Necessità di mantenimento

Recupero sportivo e fase di riabilitazione

Mantenimento leggero		Mantenimento rinforzato	Mantenimento intensivo
POLIFLEX - VIVAFLEX VIVALANA	GL STAB	PATELLA STAB	GL STRAPP
			
p.46-47	p.42	p.43	p.43

Recupero sportivo e fase di riabilitazione

Immobilizzazione e post-operatorio

Fase riabilitazione instabilità cronica		Post-operatorio, lca e riabilitazione	Immobilizzazione dopo trauma
GL 120 Standard	GL 120 Open	CIROM	PERFO UNI 3
			
p.40	p.41	p.44	p.45

GINOCCHIERA

GL 120 STANDARD**La ginocchiera stabilizzante da 0° a 120°**

► Articolazione policentrica ingranata in alluminio rinforzata, amovibile e imbottita, per favorire la stabilità del ginocchio durante il movimento

► Anello patellare a forma di strapping (a X) per aumentare il centraggio attivo della patella durante l'attività

INDICAZIONI:

- Instabilità da moderata a cronica del ginocchio
- Distorsione dei legamenti laterali
- Postumi traumatici
- Protezione post-operatoria
- Recupero delle attività sportive
- Sindrome rotulea

Disponibile in 2 versioni:**standard od open****per un posizionamento facile.**

Poliamide
44,7%

Alluminio
42,2%

Elastan
7,4%

Poliossimetilene
2,4%

Poliuretano
1,7%

Poliestere
0,9%

Silicone
0,6%

Manutenzione:
lavaggio a mano
a 40°C

Misure di
riferimento

GL 120 STANDARD						CODICE 68008
Taglia	1	2	3	4	5	6
Giro coscia	33-38 cm	38-45 cm	45-52 cm	52-57 cm	57-63 cm	63-70 cm
Giro ginocchio	30-32 cm	33-35 cm	36-38 cm	39-41 cm	42-44 cm	45-48 cm

GINOCCHIERA

GL 120 OPEN

La ginocchiera stabilizzante da 0° a 120° facile da posizionare



- ▶ Articolazione policentrica ingranata in alluminio rinforzata, amovibile e imbottita, per favorire la stabilità del ginocchio durante il movimento
- ▶ Anello patellare a forma di strapping (a X) per aumentare il centraggio attivo della patella durante l'attività

INDICAZIONI:

- Instabilità da moderata a cronica del ginocchio
- Distorsione dei legamenti laterali
- Postumi traumatici
- Protezione post-operatoria
- Recupero delle attività sportive
- Sindrome rotulea

Disponibile in 2 versioni:

standard od open

per un posizionamento facile.



Poliamide
44,7%

Alluminio
42,2%

Elastan
7,4%

Poliossimetilene
2,4%

Poliuretano
1,7%

Poliesteri
0,9%

Silicone
0,6%

Manutenzione:
lavaggio a mano
a 40°C

GL 120 OPEN						CODICE 68009
Taglia	1	2	3	4	5	6
Giro coscia	33-38 cm	38-45 cm	45-52 cm	52-57 cm	57-63 cm	63-70 cm
Giro ginocchio	30-32 cm	33-35 cm	36-38 cm	39-41 cm	42-44 cm	45-48 cm

Misure di riferimento

GINOCCHIERA

NUOVA GAMMA DI GINOCCHIERE ELASTICHE

Una gamma chiara e precisa per coprire le esigenze di ciascun paziente



GL STAB

MANTENIMENTO LEGGERO

Instabilità lieve

1 2 3



PATELLA STAB

Anello patellare

MANTENIMENTO RINFORZATO

Instabilità moderata

1 2 3



GL STRAPP


Strapping che limita i movimenti nocivi

MANTENIMENTO INTENSIVO

Recupero sportivo e distorsione benigna

1 2 3

Lavorazione a maglia anatomica e libertà di movimento



Maglia tecnica in microfibra traspirante e confortevole

Morbido e facile da infilare grazie alla microfibra



Lavorazione a maglia con zone di compressione differenziate per un comfort ottimale

Sopraggitto morbido per un comfort migliore: nessun effetto emostatico



Classe 3: aumenta la proprioccezione e contrasta l'edema

GINOCCHIERA

GL STAB

Mantenimento leggero



fascia orizzontale di **SILICONE PER EVITARE LO SCIOLAMENTO**



► Zona di lavorazione a maglia specifica a livello della fossa poplitea e della patella per evitare i problemi di sovrappressione e di compressione durante i movimenti

INDICAZIONI:

- Condrite
- Lassità legamentosa lieve
- Edema traumatico residuo



Poliammide 78%	Elastodiene 17%	Elastan 3%	Silicone 1%	Poliesteri 0,5%	Poliuretano 0,5%
----------------	-----------------	------------	-------------	-----------------	------------------

Misure di riferimento

GL STAB							CODICE 68010
Taglia	1	2	3	4	5	6	7
Giro coscia	38-40 cm	41-43 cm	44-47 cm	48-52 cm	53-57 cm	58-62 cm	63-67 cm
Giro ginocchio	30-32 cm	33-35 cm	36-38 cm	39-41 cm	42-44 cm	45-49 cm	50-54 cm

GINOCCHIERA

PATELLA STAB

Mantenimento rinforzato per instabilità moderata



ANELLO PATELLARE SPECIFICO A X
per il centraggio attivo della patella



- ▶ Aumento della propriocezione con stimolazione dei muscoli del quadricipite
- ▶ Fasce di silicone per evitare lo scivolamento
- ▶ Anello confortevole che consente l'adattamento alla morfologia della patella

INDICAZIONI:

- Sindrome rotulea (Osgood-Schlatter, condrite rotulea, artrosi femoro patellare...)
- Instabilità legamentosa (postumi traumatici)
- Recupero delle attività sportive

Poliamide 70%	Elastodiene 15%	Poliuretano 7%	Poliestere 3%	Elastan 3%	Silicone 2%
---------------	-----------------	----------------	---------------	------------	-------------

PATELLA STAB	CODICE 68011						
Taglia	1	2	3	4	5	6	7
Giro coscia	38-40 cm	41-43 cm	44-47 cm	48-52 cm	53-57 cm	58-62 cm	63-67 cm
Giro ginocchio	30-32 cm	33-35 cm	36-38 cm	39-41 cm	42-44 cm	45-49 cm	50-54 cm

Misure di riferimento

GINOCCHIERA

GL STRAPP

Mantenimento intensivo per recupero sportivo e distorsione benigna



fascia di strap che consente di amplificare il **MANTENIMENTO LATERALE E PATELLARE** durante le attività



ANELLO PATELLARE SPECIFICO A X



- ▶ Maggiore aumento della propriocezione grazie all'azione combinata della fasce di strap e dell'anello patellare
- ▶ Fasce di silicone per evitare lo scivolamento
- ▶ Posizionamento intuitivo

INDICAZIONI:

- Lassità legamentosa cronica moderata
- Postumo traumatico
- Sindrome rotulea moderata
- Recupero delle attività sportive
- Distorsione benigna

Poliamide 55%	Poliestere 21%	Elastodiene 17%	Poliuretano 5%	Elastan 1,5%	Silicone 0,5%
---------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	---------------

GL STRAPP	CODICE 68012						
Taglia	1	2	3	4	5	6	7
Giro coscia	38-40 cm	41-43 cm	44-47 cm	48-52 cm	53-57 cm	58-62 cm	63-67 cm
Giro ginocchio	30-32 cm	33-35 cm	36-38 cm	39-41 cm	42-44 cm	45 -49 cm	50-54 cm

Misure di riferimento

GINOCCHIERA

CIROM**Tutore per ginocchio articolata regolabile in ampiezza**

SCHIUMA TRASPIRANTE
per un comfort maggiore

**FLESSIONE O ESTENSIONE
REGOLABILE**

ALTEZZA REGOLABILE



Indicato nel contesto di un'immobilizzazione in seguito a un intervento chirurgico

- ▶ Taglia unica adattabile alla morfologia del paziente
- ▶ Regolazione telescopica semplice da 48 cm a 69 cm per adattarsi alla maggior parte dei pazienti
- ▶ Articolazioni in alluminio rigido che offrono una protezione e un controllo dell'ampiezza del movimento a gradini di 10°
- ▶ Bloccaggio rapido in estensione da -10° a 30°
- ▶ Flessione regolabile in ampiezza da -10° a 120°

INDICAZIONI:

- Distorsione di LCP, LCA, LLI, LLE
- Post-operatorio successivo a legamentoplastica del ginocchio
- Post-operatorio del menisco
- Chirurgia del ginocchio
- Fase di riabilitazione

Schiuma
poliuretantica

Alluminio

CIROM		CODICE 68007
Taglia	Taglia unica	
Lunghezza	48-69 cm	
Circonferenza del polpaccio	25-50 cm	
Circonferenza della coscia	30-70 cm	

GINOCCHIERA

PERFO UNI 3

Tutore di immobilizzazione a 0° o 20°



- ▶ Adattamento alla morfologia della gamba grazie a tre alette
- ▶ Schiuma macroforata con un comfort maggiore
- ▶ Facilità di applicazione e di regolazione grazie alla cinghia femorale interna

INDICAZIONI:

- Trauma del ginocchio
- Distorsione
- Postumi di fratture
- Mantenimento post-operatorio
- Messa a riposo (artrite, poliartrite)
- Emergenza e diagnosi differenziale

Lunghezza gamba



MISURAZIONE:

- Lunghezza della gamba: distanza tra la caviglia (a 3 cm dal malleolo) e l'inguine (a 3 cm)

Poliuretano
48%


Cotone
30%

Poliamide
22%

PERFO UNI 3				CODICE 68002
Taglia	1	2	3	
Lunghezza	40 cm	50 cm	60 cm	

PERFO UNI 3 - 20°				CODICE 68006
Taglia	1	2	3	
Lunghezza	40 cm	50 cm	60 cm	

GINOCCHIERA

POLIFLEX**Ginocchiera poliestensiva**

- ▶ Sostegno e compressione mirata all'articolazione del ginocchio
- ▶ Tessuto traspirante, giusto comfort
- ▶ Cotone sulla pelle

INDICAZIONI:

- Stiramenti
- Distorsioni
- Edema e gonfiori

Poliammide
47%


Cotone
33%

Elastan
20%

POLIFLEX GINOCCHIERACODICE **62004**

Taglia	1	2	3	4	5	6
Sopra il ginocchio	30-34 cm	34-38 cm	38-42 cm	42-47 cm	47-53 cm	53-58 cm
Sotto il ginocchio	27-30 cm	30-33 cm	33-36 cm	36-39 cm	39-43 cm	43-47 cm

COSCIALE

POLIFLEX**Cosciale poliestensivo**

- ▶ Ottima compressione sui muscoli della coscia
- ▶ Fasciatura completa anche sulle musculature più sviluppate
- ▶ Pressione mirata e ben distribuita
- ▶ Cotone sulla pelle

INDICAZIONI:

- Contratture e distrazioni muscolari della coscia
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo un trauma
- Prevenzione delle contusioni

Poliammide
47%

Cotone
33%

Elastan
20%

POLIFLEX COSCIALECODICE **62015**

Taglia	1	2	3	4	5	6
Giro coscia	38-43 cm	43-48 cm	48-53 cm	53-58 cm	58-63 cm	63-68 cm
Sopra il ginocchio	30-34 cm	34-38 cm	38-42 cm	42-47 cm	47-53 cm	53-58 cm

GINOCCHIERA

VIVAFLEX

Ginocchiera monoestensiva



TESSUTO
TRASPIRANTE



- ▶ Sostegno e compressione mirata all'articolazione del ginocchio
- ▶ Tessuto traspirante, giusto comfort

INDICAZIONI:

- Stiramenti
- Distorsioni
- Edema e gonfiore

Elastan
25%

Poliamide
75%

VIVAFLEX GINOCCHIERA						CODICE 62604
Taglia	1	2	3	4	5	6
Sopra il ginocchio	30-34 cm	34-38 cm	38-42 cm	42-47 cm	47-53 cm	53-58 cm
Sotto il ginocchio	27-30 cm	30-33 cm	33-36 cm	36-39 cm	39-43 cm	43-47 cm

COSCIALE

VIVAFLEX

Cosciale monoestensivo



TESSUTO
TRASPIRANTE



- ▶ Ottima compressione sui muscoli della coscia
- ▶ Fasciatura completa anche sulle musculature più sviluppate
- ▶ Pressione mirata e ben distribuita

INDICAZIONI:

- Contratture e distrazioni muscolari della coscia
- Coadiuvante nella ripresa della pratica sportiva dopo un trauma
- Prevenzione delle contusioni

Elastan
25%

Poliamide
75%

VIVAFLEX COSCIALE						CODICE 62615
Taglia	1	2	3	4	5	6
Coscia	38-43 cm	43-48 cm	48-53 cm	53-58 cm	58-63 cm	63-68 cm
Sopra il ginocchio	30-34 cm	34-38 cm	38-42 cm	42-47 cm	47-53 cm	53-58 cm

GINOCCHIERA

VIVALANA

Ginocchiera termica



PURA LANA
O ANGORA



- ▶ Pura lana, oppure angora, benefico effetto calore
- ▶ Tubolare
- ▶ Poliestensiva
- ▶ Sagomata anatomicamente per un'ottimale vestibilità

INDICAZIONI:

- Reumatismi, dolori articolari, artrosi del ginocchio

ANGORA CODICE 63006

Lana
35%

Angora
30%

Acrylic
30%

Elastan
5%


LANA CODICE 63009

Lana
80%

Poliamide
14%

Elastan
6%

VIVALANA GINOCCHIERA						ANGORA CODICE 63006 - LANA CODICE 63009
Taglia	1	2	3	4	5	
Sopra il ginocchio	28-36 cm	35-42 cm	41-49 cm	49-55 cm	55-61 cm	



CAVIGLIA

COME SCEGLIERE LA CAVIGLIERA O IL TUTORE PERFETTI?



MISURAZIONE:

- Misurare la circonferenza della caviglia 2 cm sopra il malleolo
- Se la caviglia è edematosa, misurare l'altra caviglia

TUTORI PER CAVIGLIA

A2T®	50
CISTAB	54

CAVIGLIERE

TALO STAB	52
TALO PROTECT	53
TALO STRAPP	53

POLIFLEX

CAVIGLIERA	56
POLPACCIO	56
GAMBALETTA	56

VIVAFLEX

CAVIGLIERA	57
POLPACCIO	57

TUTORI WALKER

CIZETA BOOTS	54
CIZETA BOOTS AIR	55

GAMBALETTA POST GESSO

GAMBALETTA	55
------------------	----

Necessità di mantenimento				Recupero sportivo e fase di riabilitazione				Immobilizzazione e post-operatorio	
Mantenimento leggero				Mantenimento rinforzato	Mantenimento intenso	Distorsione da media a grave		Distorsione grave Frattura	
POLIFLEX	VIVAFLEX	GAMBALETTA POST GESSO	TALO STAB	TALO PROTECT	TALO STRAPP	CISTAB	A2T®	CIZETA BOOTS	CIZETA BOOTS AIR
									
p.56	p.57	p.55	p.52	p.53	p.53	p.54	p.50	p.54	p.55

TUTORE PER CAVIGLIA

A2T®

Il nuovo design di tutori per caviglia

**MODELLO BREVETTATO**

L'A2T® (tutore talo-tarsico) è il nuovo design di ortesi stabilizzante dopo una distorsione da media a grave della caviglia.

ATTUALITÀ

Lo studio clinico svolto da CIZETA MEDICALI conferma il 30% di recidiva dopo la distorsione della caviglia.

Lo studio ha confrontato un tempo di recupero della deambulazione senza dolore dopo la distorsione della caviglia di grado I e II del legamento collaterale laterale (lesione funzionale del legamento anteriore LTFA e possibile lesione del LCF) con un'ortesi stabilizzante della caviglia (A2T®) rispetto a un'ortesi a doppia protezione*.

il 95% dei pazienti raccomanda l'A2T® dopo il suo utilizzo
(comfort ed efficacia)

*Studio controllato e randomizzato, svolto in aperto da maggio 2015 a giugno 2016; ricezione dei dati il 04/07/2016. Data-Manager: CENBIOTECH DIJON

QUALCHE DATO

6.000 distorsioni della caviglia / giorno

1,2 milioni di spese mediche / giorno

85% di distorsioni laterali del LCL (legamento collaterale laterale) di cui il **46% di lesioni combinate** con l'articolazione medio-tarsica dello Chopart (mesopiede)

Dal 5% al 20% di instabilità cronica

Principali risultati dello studio clinico:

- 2 giorni

RECUPERO DELLA DEAMBULAZIONE

Miglioramento del tempo di recupero della deambulazione:

- ▶ 2,2 giorni con l'A2T®
- ▶ 4,2 giorni con una doppia protezione

+37%

MIGLIORAMENTO DELL'EVOLUZIONE DELLA DISTORSIONE

+37% di miglioramento secondo i clinici: riduzione dell'edema, delle ecchimosi e del dolore.

- ▶ Il 93% delle distorsioni migliora con l'A2T®
- ▶ Il 68% con una doppia protezione, cioè 1 distorsione su 3 non si evolve correttamente

+36%

COMPLIANCE

Miglioramento della compliance superiore al 36% con l'A2T®



A2T®

IL SUO MANTENIMENTO OTTIMALE CONSENTE UN'IMMOBILIZZAZIONE CON O SENZA CALZATURA.

Leggero, adattabile e poco ingombrante, l'A2T® si infila facilmente nella calzatura

- Polimero termoplastico che consente l'adattamento alla morfologia del polpaccio e del piede
- Schiuma fine traspirante e confortevole per una protezione ottimale del piede

Interno:

Polipropilene
100%

Protezione:

Polietilene
60%

Poliammide
20%

Maglia
20%

INDICAZIONI:

- Distorsione da media a grave della caviglia
- Post-operatorio dopo la legamentoplastica



A2T®	CODICE 68105		
Taglia	1	2	3
Misura	34-39	39-44	44-48

MANTENIMENTO OTTIMALE con o senza calzatura



malleolo libero PER IL TRATTAMENTO CON GHIACCIO



STABILIZZA bloccando il calcagno



Classificazione internazionale semplificata di TREVINO

Classificazione	Grado I (distorsione benigna)	Grado II (distorsione media)	Grado III (distorsione seria)	Grado IV (distorsione grave)	Instabilità cronica	Post-operatorio	Lesione del mesopiede
Patologia	• Stiramento LTFA	• Rottura parziale del LTFA	• Rottura completa LTFA + LCF • Rottura interstiziale dei tendini fibulari • Sublussazione o lussazione dei tendini fibulari	• Rottura completa LTFA + LCF • Strappo della punta malleolare • Frattura del dorso del tallone • Frattura della faccetta laterale	• Postumi di un trauma • Artrosi • Sindrome di Ehlers-Danlos	• Legamento-plastica della caviglia e del mesopiede	• Lesione del Chopart, e/o di Lisfranc
Indicazioni dell'A2T®	*****	*****	**** associato o non associato al periodo di transito post-immobilizzazione	*** in periodo di transito post-immobilizzazione	****	*****	*****
Indicazione della Cistab (doppia protezione)	*****	*	non indicato	non indicato	**	**** (LCF) non indicato per il mesopiede	non indicato

LTFA: legamento talofibulare anteriore
LCF: legamento calcaneofibulare

CAVIGLIERA

NUOVA GAMMA DI CAVIGLIERE ELASTICHE

Una gamma chiara e precisa per coprire le esigenze di ciascun paziente

 TALO STAB MANTENIMENTO LEGGERO Instabilità lieve 1 2 3	 TALO PROTECT Cuscinetti perimalleolari MANTENIMENTO RINFORZATO Instabilità moderata 1 2 3	 TALO STRAPP Strapping che limita i movimenti nocivi MANTENIMENTO INTENSIVO Recupero sportivo e distorsione benigna 1 2 3
--	--	---

Lavorazione a maglia anatomica e libertà di movimento

Morbido e facile da infilare grazie alla microfibrilla

Maglia tecnica in microfibrilla traspirante e confortevole

Sopraggiunto morbido per un comfort migliore: nessun effetto emostatico

Lavorazione a maglia con zone di compressione differenziate per un comfort ottimale

Classe 3: aumenta la propriocezione e contrasta l'edema



CAVIGLIERA

TALO STAB

Mantenimento leggero



► Zona di lavorazione a maglia specifica a livello del tallone e del collo del piede per evitare i problemi di sovrappressione e di compressione durante i movimenti

INDICAZIONI:

- Lassità legamentosa lieve
- Edema traumatico residuo



Poliammide 79%	Elastodiene 17%	Elastan 3%	Poliester 0,5%	Poliuretano 0,5%
-------------------	--------------------	---------------	-------------------	---------------------

TALO STAB	CODICE 68106				
Taglia	1	2	3	4	5
Circonferenza caviglia	19-20 cm	21-22 cm	23-24 cm	25-26 cm	27-28 cm

CAVIGLIERA

TALO PROTECT

Mantenimento rinforzato



- ▶ Aumento della propriocezione a livello della caviglia
- ▶ Adattamento alla morfologia dei malleoli
- ▶ Cuscinetti perimalleolari per un'azione concentrata sulla caviglia durante le attività sportive

INDICAZIONI:

- Lassità legamentosa cronica
- Postumi traumatici
- Prevenzione attiva durante le attività sportive

Poliamide 71%	Elastodiene 15%	Poliuretano 7%	Elastan 4%	Poliestere 3%
---------------	-----------------	----------------	------------	---------------

TALO PROTECT	CODICE 68107				
Taglia	1	2	3	4	5
Circonferenza caviglia	19-20 cm	21-22 cm	23-24 cm	25-26 cm	27-28 cm

CAVIGLIERA

TALO STRAPP

Mantenimento intensivo



- ▶ Fascia di strap che consente di limitare il movimento varo-supinato
- ▶ Aumento della propriocezione a livello della caviglia e del mesopiede
- ▶ Facilità di utilizzo e di regolazione grazie ai pittogrammi

INDICAZIONI:

- Lassità legamentosa cronica moderata
- Distorsione benigna
- Periodo di transito dopo un'immobilizzazione prolungata
- Fase di riabilitazione sportiva

Poliamide 41%	Poliestere 31%	Elastodiene 22%	Poliuretano 4%	Elastan 1,9%	Polietilene 0,1%
---------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	------------------

TALO STRAPP	CODICE 68108				
Taglia	1	2	3	4	5
Circonferenza caviglia	19-20 cm	21-22 cm	23-24 cm	25-26 cm	27-28 cm

TUTORE PER CAVIGLIA

CISTAB

Il tutore per caviglia a doppia protezione



► Schiuma a memoria di forma macroforata

INDICAZIONI:

- Distorsione da media a grave della caviglia
- Periodo di transito dopo l'asportazione di un'ingessatura

Interno:

Polipropilene
100%

Protezione:

Poliuretano
48%

Cotone
30%

Poliammide
22%

CISTAB**CODICE 68102**

Taglia

Unica

TUTORE WALKER

CIZETA BOOTS

Per i traumi della caviglia e del piede



► Leggero:

Boots corto (da 0,9 kg a 1,2 kg a seconda della misura)
Boots lungo (da 1 kg a 1,3 kg a seconda della misura)

► Facile da posizionare

INDICAZIONI:

- Frattura del terzo inferiore della gamba
- Frattura del piede e/o della caviglia
- Distorsione grave della caviglia
- Rottura del tendine di Achille

Interno:

Polipropilene
85%

Fibra di vetro
15%

Protezione:

Polipropilene
30%

Poliestere
18%

TPR
15%

EVA
14%

Poliammide
12%

Cartone
10%

Metallo
1%

CIZETA BOOTS**LUNGO CODICE 68810 - CORTO CODICE 68811**

Taglia

1**2****3****4**

Numero di scarpe

36-38,5 cm

38-43 cm

43-46,5 cm

≥ 46,5 cm

TUTORE WALKER

CIZETA BOOTS AIR

L'immobilizzazione che si adatta a ciascuna morfologia



SUOLA LARGA
ammortizzante e antiscivolo
per una stabilità ottimale

LEGGERO
da 0,9 kg a 1,2 kg
a seconda della misura

BOOTS CORTO



VALVOLE DI GONFIAGGIO
indipendenti

DOPPIA PROTEZIONE
anteriore e posteriore
per una migliore
immobilizzazione

LEGGERO
da 1,5 Kg a 1,8 Kg
a seconda della misura

BOOTS LUNGO



Tutore walker per la deambulazione a doppia cellula pneumatica associata a tessuto COOLMAX®, il quale offre la migliore combinazione tra immobilizzazione, compressione e comfort.

COOLMAX®: è un tessuto a tecnologia unica, creato a partire da una fibra di poliestere Dacron.

- Il rivestimento costituito da 2 cellule d'aria offre mantenimento, comfort e protezione
- Consegnato con una pompa per la regolazione della pressione dell'aria
- Soletta interna amovibile

► Leggero e facile da posizionare

INDICAZIONI:

- Frattura del terzo inferiore della gamba
- Frattura del piede e/o della caviglia
- Distorsione grave della caviglia
- Rottura del tendine di Achille

Interno:

Polipropilene	Fibra di vetro
85%	15%

Protezione:

Polipropilene	Poliestere	TPR
26%	15%	12%
EVA	Poliamide	TPU
12%	10%	9%
Cartone	PVC	Metallo
9%	6%	1%

CIZETA BOOTS AIR

LUNGO CODICE 68812 - CORTO CODICE 68813

Taglia	1	2	3	4
Misura della calzatura	36-38,5 cm	38-43 cm	43-46,5 cm	≥ 46,5 cm



GAMBALETTO

GAMBALETTO POST GESSO



- Gambaletto compressivo poliestensivo
- Anallergico e traspirante
- Cotone sulla pelle

INDICAZIONI:

- Consigliato nel periodo successivo alla rimozione del gesso

GAMBALETTO POST GESSO

CODICE 65001

Taglia	1	2	3	4
Circonferenza caviglia	18-20 cm	21-23 cm	24-27 cm	28-30 cm

Poliammide	60%
Elastan	20%
Cotone	20%

CAVIGLIERA

POLIFLEX

Cavigliera poliestensiva

COTONE
SULLA PELLETESSUTO
TRASPIRANTE

- Cavigliera elastica poliestensiva
- Equilibrata ed efficace azione sostenitiva e contenitiva
- Cotone sulla pelle

INDICAZIONI:

- Stiramenti
- Distorsioni

Poliammide
47%Cotone
33%Elastan
20%

POLIFLEX CAVIGLIERA

CODICE 62005

Taglia	1	2	3	4	5	6
Circonferenza caviglia	18-20 cm	20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm	26-29 cm	29-32 cm

POLPACCIO

POLIFLEX

Polpaccio poliestensivo

TESSUTO
TRASPIRANTECOTONE
SULLA PELLE

- Stimola la circolazione sanguigna con effetti benefici sui fasci muscolari
- Aiuta a prevenire stiramenti e contratture
- Equilibrata ed efficace azione sostenitiva e contenitiva
- Cotone sulla pelle

INDICAZIONI:

- Contratture e distrazioni muscolari
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva
- Prevenzione delle contratture

Poliammide
47%Cotone
33%Elastan
20%

POLIFLEX POLPACCIO

CODICE 62014

Taglia	1	2	3	4	5	6
Circonferenza caviglia	18-20 cm	20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm	26-29 cm	29-32 cm
Circonferenza polpaccio	27-30 cm	30-33 cm	33-36 cm	36-39 cm	39-43 cm	43-47 cm

GAMBALETTO

POLIFLEX

Gambaletto poliestensivo

COTONE
SULLA PELLETESSUTO
TRASPIRANTE

- Gambaletto compressivo poliestensivo
- Ottima vestibilità e resistenza
- Cotone sulla pelle

INDICAZIONI:

- Stiramenti
- Distorsioni
- Edema e gonfiori

Poliammide
47%Cotone
33%Elastan
20%

POLIFLEX GAMBALETTTO

CODICE 62001

Taglia	1	2	3	4	5	6
Circonferenza caviglia	18-20 cm	20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm	26-29 cm	29-32 cm
Circonferenza polpaccio	27-30 cm	30-33 cm	33-36 cm	36-39 cm	39-43 cm	43-47 cm

CAVIGLIERA

VIVAFLEX

Cavigliera monoestensiva



TESSUTO
TRASPIRANTE



- Cavigliera elastica monoestensiva
- Equilibrata ed efficace azione sostenitiva e contenitiva

INDICAZIONI:

- Stiramenti
- Distorsioni
- Edema e gonfiori
- Previene l'insorgenza di varici locali

Elastan
25%

Poliamide
75%

VIVAFLEX CAVIGLIERA

CODICE 62605

Taglia	1	2	3	4	5
Circonferenza caviglia	18-20 cm	20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm	26-29 cm

POLPACCIO

VIVAFLEX

Polpaccio monoestensivo



TESSUTO
TRASPIRANTE



- Polpaccio compressivo monoestensivo
- Stimola la circolazione sanguigna con effetti benefici sui fasci muscolari
- Aiuta a prevenire stiramenti e contratture, migliorando la performance
- Equilibrata ed efficace azione sostenitiva e contenitiva

INDICAZIONI:

- Contratture e distrazioni muscolari del polpaccio
- Coadiuvante nella ripresa dell'attività sportiva
- Prevenzione delle contratture

Elastan
25%

Poliamide
75%

VIVAFLEX POLPACCIO

CODICE 62614

Taglia	1	2	3	4	5
Circonferenza caviglia	18-20 cm	20-22 cm	22-24 cm	24-26 cm	26-29 cm
Circonferenza polpaccio	27-30 cm	30-33 cm	33-36 cm	36-39 cm	39-43 cm



PIEDE

COME SCEGLIERE LA CALZATURA TERAPEUTICA TEMPORANEA PERFETTA PER IL MUSCOLO ELEVATORE DEL PIEDE?



MISURAZIONE:

- Misura



CALZATURA

SCARPA CLASSICA.....	60
SCARPA SCARICO POSTERIORE	60
SCARPA SCARICO ANTERIORE	61

NEUROLOGIA

TUTORE DEL PIEDE CIONDOLANTE	62
------------------------------------	----

Calzatura

SCARPA CLASSICA



p.60

SCARPA SCARICO POSTERIORE



p.60

SCARPA SCARICO ANTERIORE



p.61

Neurologia

TUTORE DEL PIEDE CIONDOLANTE



p.62

SCARPA

SCARPA CLASSICA

La calzatura terapeutica temporanea



CALZATURA GRANDE
adattabile al volume del piede
per un comfort ottimale

**CHIUSURA
AUTOGRIPPANTE
AMOVIBILE**

che consente l'adattamento
a numerose morfologie e
patologie del piede

SUOLA ANTISCIVOLO
arrotondata per evitare le
cadute e favorire il recupero
della camminata naturale

ALLUCI LIBERI



- Forma ergonomica della soletta per un mantenimento ottimale del tallone
- Cicatrizzazione facilitata grazie ai materiali traspiranti
- Apertura totale della calzatura per un'infilatura facilitata

INDICAZIONI:

- Edema
- Linfedema
- Post-operatorio con bendaggio considerevole
- Utilizzo di protesi
- Deformazione significativa del piede



Poliestere Poliuretano Poliammide

SCARPA CLASSICA	CODICE 68901				
Taglia	0	1	2	3	4
Misura	33-35	35-38	38-40	40-43	43-45

SCARPA

SCARPA SCARICO POSTERIORE

Per le lesioni del retropiede



**CHIUSURA
AUTOGRIPPANTE
AMOVIBILE**

SUOLA ANTISCIVOLO
per evitare le cadute



- Scarico completo del retropiede
- Suola studiata per facilitare la deambulazione
- Calzatura grande, adattabile al volume del piede per un comfort ottimale

INDICAZIONI:

- Chirurgia del retropiede
- Trauma del retropiede (frattura del calcagno)
- Ulcera plantare del retropiede
- Ulcerazione del retropiede



TPE 50% Poliammide 20% Poliuretano 10% EVA 10% Poliestere 5% Cotone 5%

SCARPA SCARICO POSTERIORE	CODICE 68903				
Taglia	0	1	2	3	4
Misura	33-36	36-39	39-41	41-44	44-47

SCARPA

SCARPA SCARICO ANTERIORE

Per le lesioni dell'avampiede



CHIUSURA AUTOGRIPPANTE AMOVIBILE
che consente l'adattamento a numerose morfologie e patologie del piede



FASCIA A DOPPIO SENSO:
più facile per il paziente



SCARICO COMPLETO DELL'AVAMPIEDE

SUOLA ANTISCIVOLO
per evitare le cadute

- Facilita la deambulazione
- Calzatura grande, adattabile al volume del piede per un comfort ottimale
- Chiusura autogrippante amovibile a livello del piede che consente l'adattamento a numerose morfologie e patologie del piede

INDICAZIONI:

- Chirurgia dell'alluce valgo
- Trauma dell'avampiede (frattura delle ossa metatarsali)
- Mali perforanti plantari
- Ulcerazione dell'avampiede
- Ustioni
- Amputazione
- Sindrome dolorosa regionale complessa (sindrome algoneurodistrofica)



TPE 50%	Poliamide 20%	Poliuretano 10%	EVA 10%	Poliestere 5%	Cotone 5%
------------	------------------	--------------------	------------	------------------	--------------

SCARPA SCARICO ANTERIORE					CODICE 68902
Taglia	0	1	2	3	4
Misura	33-36	36-39	39-41	41-44	44-47

PIEDE

TUTORE DEL PIEDE CIONDOLANTE**Mantenimento del piede ad angolo retto**

- ▶ Previene qualsiasi perdita di equilibrio laterale
- ▶ Riaggiustabile in base alla lunghezza del piede con taglio
- ▶ Modifica possibile con pistola termica
- ▶ Leggero e discreto

INDICAZIONI:

- Lesioni dei muscoli elevatori del piede
- Emiplegia con postumi di paralisi flaccida
- Lesioni del nervo sciatico popliteo esterno

Polipropilene
100%

TUTORE DEL PIEDE CIONDOLANTE		DESTRO CODICE 68904 - SINISTRO CODICE 68905		
Taglia	1	2	3	4
Misura	35-37	37-39	39-41	41-44

STAMPELLE & ALTRO

STAMPELLE

STAMPELLE CONFORT	64
STAMPELLE CLASSICHE	64

ALTRO

VIVAFLEX CINTO JOLLY	65
VIVAFLEX ERNIARI	66
VIVAFLEX SLIP	65

AUSILI PER DEAMBULAZIONE

STAMPELLE CONFORT



Vendita
al
paio

- ▶ Impugnatura ergonomica con rivestimento in elastomero SBS
- ▶ Tubo di alluminio diametro 22 mm
- ▶ Regolazione della clip
- ▶ Anello anti-rumore
- ▶ Ventosa ad alta stabilità

STAMPELLE CONFORT

CODICE 68908

Peso massimo dell'utente

144 kg

AUSILI PER DEAMBULAZIONE

STAMPELLE CLASSICHE



Vendita
al
paio

- ▶ Impugnatura ergonomica

STAMPELLE CLASSICHE BAMBINI

CODICE 68907

Peso massimo dell'utente

100 kg

STAMPELLE CLASSICHE ADULTI

CODICE 68906

Peso massimo dell'utente

130 kg

CINTI ERNIARI

VIVAFLEX CINTO JOLLY

Cinti erniari mono-bilaterali



- ▶ Leggero, regolabile, con 2 pelote
- ▶ Parte anteriore sciancrata e rigida, parte posteriore elastica
- ▶ 2 regolazioni, in velcro: in vita e ai sottoscossa
- ▶ Le pelote, leggere, resistenti e adattabili alloggiare in tasche di cotone

INDICAZIONI:

- Ogni tipo di ernia (obliqua, esterna, crurale esterna, inguino-scrotale)

Cotone
60%

Poliestere
24%

Gomma
16%

ERNIARI

CODICE 66080

Taglia	75	80	85	90	95	100	105
Misura fianchi	78-85 cm	82-91 cm	88-98 cm	95-105 cm	101-112 cm	108-120 cm	115-128 cm

SLIP

VIVAFLEX SLIP

Slip contenitivi



- ▶ Monoestensivo leggero, basso sui fianchi
- ▶ Lievemente contenitivo nella parte ventrale e nella parte inferiore corrispondente ai genitali
- ▶ Tessuto molto leggero e traforato per consentire una ottimale traspirazione
- ▶ Cuciture piatte e bordo girocoscia in morbida maglina
- ▶ Disponibile in versione chiusa

INDICAZIONI:

- Obesità
- Interventi chirurgici
- In caso di sforzi eccessivi
- Consigliato per chi svolge attività fisica o sta molto in piedi

Cotone
90%

Elastan
10%

SLIP UOMO SPORT

CODICE 66002

Taglia	2	3	4	5	6	7
Misura fianchi	76-84 cm	82-92 cm	90-100 cm	97-108 cm	105-116 cm	112-124 cm

ERNIARI

VIVAFLEX ERNIARI

Erniari



Slip erniario donna cod. 66033

- Poliestensivo con pelote, alto sui fianchi, senza sottoscopia
- Sciancrato, con 2 tagli dorsali
- Il cavallo è aperto e regolato da due file di gancetti

Cotone 80% Elastan 20%

Slip erniario uomo cod. 66051

- Poliestensivo con pelote, ad alta contenitività, con strisce sottoscopia
- Zona glutei e cavallo foderata in morbida maglina
- Ampia pattina anteriore, sostiene i genitali senza comprimere

Cotone 80% Elastan 20%

Slip Jolly erniario uomo cod. 66055

- Poliestensivo, con pelote, leggero, a media contenitività, sciancrato, senza strisce sottoscopia
- Tessuto doppiato nella zona inguinale
- Cavallo foderato in morbida maglina
- Ampia pattina anteriore, sostiene i genitali senza comprimere

Cotone 80% Elastan 20%

INDICAZIONI:

- Ernie inguinali di lieve entità



ERNIARI								CODICE 66033 - 66051 - 66055	
Taglia	1	2	3	4	5	6	7	8	
Misura fianchi	70-78 cm	76-84 cm	82-92 cm	90-100 cm	97-108 cm	105-116 cm	112-124 cm	120-135 cm	



A series of horizontal lines for writing, alternating between white and light gray background bands. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



SCIENCE & MEDICAL
QUALITY

CIZETA MEDICALI S.p.A.
Via IV Novembre, 46 - 20012 Cuggiono (MI) Italy
Tel. +39 02.9721811
www.cizetamedicali.com - info@cizetamedicali.com



@cizetamedicali

Servizio clienti
Lunedì/Venerdì
8.30 - 12.30
13.30 - 17.30

